

# 小型高溫爐

特性：升降溫度快，重量輕。外形美觀、耐用，可拆式控制面板，保養方便；  
具有溫度修正功能

安全裝置：自我診斷功能，溫度異常，過熱、斷線、電源保護

## • 小型高溫爐 •



## • 規格說明 •

| 型式       | DF20  | DF30               | DF40               | DF202              | DF303              | DF404               | DF505               |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 溫度範圍     | 1200°C ~ 常用1100°C                           |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| 溫度控制器    | 薄膜防水觸控式微電腦P. I. D. 自動演算功能，兩組字幕窗設定值，實際值同時雙顯示 |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| 溫度精度     | ± 1°C                                       |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| 爐膛發熱體    | 進口陶瓷纖維耐高溫爐板、多重保溫                            |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| 外箱材質     | 鍍鋅鋼板粉體烤漆                                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| 保溫體      | 耐高溫進口陶瓷棉、多重保溫                               |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| 內部尺寸(mm) | W100xD200<br>xH100                          | W150xD300<br>xH100 | W200xD400<br>xH150 | W200xD200<br>xH200 | W300xD300<br>xH300 | W400xD400<br>xH400  | W500xD500<br>xH500  |
| 外部尺寸(mm) | W340xD420<br>xH480                          | W400xD520<br>xH520 | W500xD600<br>xH520 | W500xD520<br>xH700 | W660xD600<br>xH830 | W800xD730<br>xH1000 | W900xD850<br>xH1150 |
| 容量       | 2L  | 4.5L               | 12L                | 8L                 | 27L                | 64L                 | 125L                |
| 電壓電流     | 220V / 9A                                   | 220V / 16A         | 220V / 21A         | 220V / 18A         | 220V / 27A         | 220V / 36A          | 220V / 54A          |