



pH 酸鹼度計故障檢查表

公司名稱			聯絡人	
TEL		分機	E-mail	

儀器廠牌		填表日期	
黏度計形式	<input type="checkbox"/> 手持式 <input type="checkbox"/> 桌上式	購入日期	

儀器需求條件	說 明
插座有無電源	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電壓是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
儀器後方電源線是否脫落	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電源開關是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電池是否正常(手持式)	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
pH 電極是否有連接鎖緊	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
顯示面板是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
pH 電極是否損壞	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
pH 7 標準液校正是否通過	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
pH 4 標準液校正是否通過	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
pH 10 標準液校正是否通過	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
pH ___ 標準液校正是否通過	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
各參數設定是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:

其他選配功能	
溫度探棒是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
其他電極是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:

備註：