



旋轉式黏度計故障檢查表

公司名稱			聯絡人	
TEL		分機	E-mail	

儀器廠牌		填表日期	
黏度計形式	<input type="checkbox"/> 手持式 <input type="checkbox"/> 桌上式	購入日期	

儀器需求條件	說 明
插座有無電源	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電壓是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
儀器後方電源線是否脫落	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電源開關是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電池是否正常(手持式)	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
黏度計水平是否正常(桌上式)	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
轉軸是否正常轉動	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
顯示面板是否正常(數字式)	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
歸零是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
各功能按鍵是否正常(數字式)	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
轉軸是否有歪斜	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
轉針是否有歪斜	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
轉針是否鎖緊	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
轉針號碼設定是否正確(數字式)	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
護架是否有安裝上(黏度計有配備機型)	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
各參數設定是否正確(數字式)	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
其他選配功能	
溫度感應器是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
連接電腦是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:



列表機是否正常

NG OK 故障情形:

備註: