



## 電動/直流攪拌器故障檢查表

公司名稱				聯絡人	
TEL		分機		E-mail	

儀器廠牌				填表日期	
攪拌機形式	<input type="checkbox"/> 指針式 <input type="checkbox"/> 數字式			購買日期	

儀器需求條件	說 明
插座有無電源	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電壓是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
儀器後方電源線是否脫落	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電源開關是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
內部與外觀是否有被溶劑侵蝕	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
攪拌馬達是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
控制面板顯示是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
轉速顯示是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
攪拌棒是否有彎曲	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
攪拌黏度是否太大	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
保險絲開關是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
<b>其他選配功能</b>	
扭力錶	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
備註：	