



電磁加熱器故障檢查表

| | | | | |
|------|--|----|--------|--|
| 公司名稱 | | | 聯絡人 | |
| TEL | | 分機 | E-mail | |

| | | | | |
|---------|----------------------------|----------------------------|------|--|
| 儀器廠牌 | | | 填表日期 | |
| 數字顯示幕形式 | <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 | 購買日期 | |

| 儀器需求條件 | 說 明 |
|---------------|---|
| 插座有無電源 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 電壓是否正確 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 儀器後方電源線是否脫落 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 電源開關是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 內部與外觀是否有被溶劑侵蝕 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 盤面是否有裂損 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 控制面板顯示是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 溫度顯示是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 升溫控制是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 加熱指示燈是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 加熱器是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 溫度感應器是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 保險絲開關是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 其他選配功能 | |
| 可程式功能是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 溫度探棒是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |



計時器是否正常

NG OK 故障情形:

備註: